

エコー下穿刺皮膚モデル 「US-Sensist」シリーズ

超音波画像をリアルタイムに観察しながら穿刺トレーニングが可能です

- モデル内に穿刺された針やガイドワイヤーの状態が明瞭に確認できます
- エコーゼリーは必要ないため、塗ったり拭き取ったりする手間がかかりません
- 人体のような適度な弾力性を有しています



【共同研究】

東北大学クリニカル・スキルスラボ
青森県産業技術センター



【製品紹介動画】

<https://www.youtube.com/watch?v=-QbjeFnu6t4>




エコー下穿刺皮膚モデル「US-Sensist」シリーズ

エコー下穿刺トレーニングモデル AKS-AS1




【共同研究】

東北大学クリニカル・スキルスラボ
青森県産業技術センター



- ・ 中心静脈穿刺等のエコー下穿刺トレーニング用の皮膚モデルです。
- ・ 太さや深さの異なる血管を模した4本の穴を用意しています。
- ・ ガイドワイヤー挿入のトレーニングにもご使用いただけます。
- ・ 蓋を開ければすぐにトレーニングを行えます。使い終わったら蓋を閉じるだけです。
- ・ エコー画像で、穿刺された針の状態が明瞭に確認できます。
- ・ エコーゼリーが不要なので、塗ったり拭き取ったりの面倒な作業は不要です。



例えばこのようにご活用いただけます。

- ・ 太さや深さにより難易度が異なるため、中心静脈穿刺実施前の事前練習に適しています。
- ・ 場所を取らないので、医局の休憩室に置いて隙間時間にトレーニングできます。

【Sensist】シリーズ

品名	商品コード	入り数
エコー下穿刺 トレーニングモデル	AKS-AS1	2個1セット（保管容器：2個付き）

（特許出願中）

【製造元】



株式会社アピール 営業課

〒036-0162 青森県平川市館山上亀岡26

TEL：0172-44-3458

FAX：0172-44-8297

URL：https://appeal-net.co.jp